

# Manual del producto

## Ciclo Baño de agua

- ❖ Control por microprocesador PID.
- ❖ Con pantalla digital y temperatura actual.
- ❖ Con tiempo mecánico.
- ❖ Cisterna moldeo de una ocasión.
- ❖ Con un buen rendimiento de aislamiento de cubierta de techo de acero inoxidable.
- ❖ Con ciclo interior.
- ❖ Adecuado para uso termostático, hornear, desparafinado, y esterilización.



Modelo	WH-4C	WH-6C	WH-60C
Tamaño de trabajo (mm)	320x320x120	460x300x120	620x500x200
Capacidad	1000W	1500W	2500W
El poder de la bomba	40W	40W	60W
Fluctuación de temperatura	± 0.1°C	± 0.1°C	± 0.1°C
Alcance de temperatura	RT +5-99°C	RT +5-99°C	RT +5-99°C
Homogeneidad de la temperatura	± 0.5°C	± 0.5°C	± 0.5°C
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimension (mm)	460X330X240	640X330X250	700x450x320
Peso	8kg	11kg	37kg

Nombre	Ciclo baño de agua	Tri-agujeros y baño de agua tri-temperatura
Modelo	601	DK-8D
Tamaño de trabajo (mm)	400X280X180	(140X160X110)X3
Capacidad	1000W	300Wx3
Fluctuación de temperatura	± 0.5°C	± 0.5°C
Alcance de temperatura	RT +5-99°C	RT +5-99°C
Homogeneidad de la temperatura	± 0.5°C	± 0.5°C
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimension (mm)	480x380x400	560x260x330
Peso	12kg	14kg

**Zenith Lab Inc**  
 1979 W. Holt Ave, Pomona  
 CA 91768 USA  
 Tel:1-909-868-1800  
 Fax:1-909-868-1898  
 Email:ventas@zenithlabo.com

