

# Manual del producto

## Horno Seco

- ❖ Con cerraduras de las puertas ocultas, y ventiladores silenciosos.
- ❖ Protección contra sobrecalentamiento mecánica.
- ❖ Protección de fuga de electricidad.
- ❖ Con ventana de vidrio doble.
- ❖ Con control microprocesador.
- ❖ Ajuste de visualización digital y la temperatura actual.
- ❖ Indicador digital de tiempo corriendo.
- ❖ Alarma de temperatura.
- ❖ Alarma automática después del uso de la maquina.
- ❖ Es aplicable a secado, cocción, esterilización, desparafinado, consolidando para las empresas industriales y mineras, la asistencia sanitaria y las industrias farmacéutica, de investigación científica.



Modelo	OV-9023A	OV-9053A	OV-9073A	OV-9123A
Tamaño de trabajo (mm)	300x300x275	415x375x345	450x350x450	550x370x520
Capacidad	500W	1000W	1200W	1500W
Alcance de temperatura	RT+10-200°C			
Resolución de la temperatura	0.1°C			
Fluctuación de temperatura	± 0.1°C			
Tiempo	0-9999 min			
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz			
Dimencion (mm)	400x570x630	510x650x700	620x620x720	720x740x650
Peso	33kg	49kg	55kg	65kg

Zenith Lab Inc  
1979 W. Holt Ave, Pomona  
CA 91768 USA  
Tel:1-909-868-1800  
Fax:1-909-868-1898  
Email:[ventas@zenithlabo.com](mailto:ventas@zenithlabo.com)

