



Tel: 1-909-868-1800

Fax: 1-909-868-1898

www.zenithlabo.com

Email: ventas@zenithlabo.com

1979 W Holt Ave, Pomona, CA 91768

MONOCULAR MICROSCOPIO BIOLÓGICO



MODELO	XSP-1CA
Aumento Total	40X~1600X
Piezas Oculares	WF10X, WF16X
Objetivos	4X, 10X, 40Xs, 100Xs
Tubos Oculares	Binocular 45° Tubo Inclinado Giratorio 360°
Iluminación	6V/20W Lámpara Halógena 20W Incandescente
Rango de Ajuste Grueso	14mm
Etapa de Trabajo	Doble Capa Mecánica :110x125mm Rango de Movimiento 60mmx20mm
Condensador	NA1.25 Condensador Abee con Diafragma Cambiable, Escala de Movimiento y Filtro
Tamaño	36x26x21cm/14.2x10.3x8.3in
Peso Bruto	3.5kg/8lb
Peso Neto	3kg/7lb
Garantía	1 AÑO